

## ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

IOP.ACCM.CPOsan 18

REV 5

del 05/09/2014

Pagina 1

### Cortisolo salivare Istruzioni per la raccolta del materiale biologico mediante Salivette

- Effettuare la raccolta della saliva all'ora indicata.  
Se la raccolta deve essere fatta al mattino, deve avvenire prima di lavarsi i denti. Durante il giorno il campione di saliva può essere raccolto non prima che siano passati 30 minuti dall'assunzione di cibi o bevande.
- Stringere saldamente il bordo del contenitore interno della Salivette (c) e rimuovere il tappo (a). La rimozione del tappo è facilitata se lo si spinge lateralmente.
- Estrarre il tampone (b) dalla Salivette.
- Masticare delicatamente il tampone per un minuto.
- Riporre quindi il tampone nel contenitore interno e chiudere la Salivette premendo saldamente il tappo.
- Consegnare la Salivette, ben chiusa, al **Centro Prelievi Ospedaliero, ritirando il numero al Distributore Automatico Eliminacode dalle 7.30 alle 14.45.**
- Nel caso di più campioni è importante conservarli in frigorifero.




(a)  
Tappo



(b)  
Tampone



(c)  
Contenitore  
interno sospeso



(d)  
Contenitore per  
la centrifuga



#### Note importanti:

Prodotto non indicato per bambini al di sotto dei 3 anni o pazienti a rischio di deglutire la Salivette.